KITVIA

Le diagnostic vétérinaire en toute confiance



LEISH-EHRLICH


Détection double des anticorps Leishmaniose et Ehrlichiose

Test immunochromatographique double pour la détection qualitative des anticorps contre la Leishmaniose et l'Ehrlichiose dans le sang total, le sérum ou le plasma du chien

- Résultat en 20 minutes
- 30°C / 2°C Stockage à temp. ambiante
- Sang total, plasma, sérum
- Péremptions longues



Procédure de test simple



1 goutte (10µl) d'échantillon

3 gouttes de diluant

Interpréter après 20 minutes

Interprétation des résultats

RÉSULTAT POSITIF

E.canis Ab Positive



Leishmania Ab Positive



E.canis Ab Positive
Leishmania Ab Positive



RÉSULTAT NÉGATIF



Fiabilité des résultats

Pathologie	Méthode de référence	Sensibilité	Spécificité
Leishmaniose	IFA	97,6%	99%
Ehrlichiose	IFA	95,6%	98%

Référence	Désignation	Condit.
B7RC2125U	Test rapide Leish-Ehrlich	1x3
B7RC2125	Test rapide Leish-Ehrlich	1x10

KITVIA SAS
16 chemin Perbost 31800 LABARTHE-INARD, France

KITVIA
www.kitvia.com